

# M3A

Moniteur de signes vitaux



Patient externe



Transport



Unité d'hôpital



Portatif



Température rapide Covidien



# M3A Moniteur de signes vitaux

Le moniteur de signes vitaux M3A EDAN fournit les mesures essentielles de SpO<sub>2</sub>, PNI et température du patient. Il offre une solution efficace de surveillance performante des signes vitaux à portée de main.

12,000

Examen des mesures

- Écran couleur ACL TFT haute résolution 3,5 po et affichage DEL
- Conception légère et portable
- Interface ergonomique
- Configurations souples pour répondre à différents besoins cliniques
- Mode automatique/manuel/continu/PA moyenne
- Affichage des mesures et des tendances en temps réel
- Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée pour 18 heures de fonctionnement continu
- Compatible avec le logiciel de gestion des données sur PC PatientCare Viewer
- Appel infirmier
- Convient aux patients adultes, aux enfants et aux nouveau-nés
- Prise en charge de lecteur de codes-barres (optionnel)
- Connexion Ethernet pour communication bidirectionnelle avec système de surveillance central MFM-CMS (optionnel)
- Prise en charge Wi-Fi avec point d'accès en option



Visualiseur Web



MFM-CMS



## Solutions de montage



Support mural



Support à roulettes



Pince pour rail de lit



## Spécifications

Configuration	SpO <sub>2</sub>	NIBP	Température rapide Covidien
SpO <sub>2</sub> uniquement	✓	—	—
PNI uniquement	—	✓	—
SpO <sub>2</sub> +PNI	✓	✓	—
PNI+Température rapide Covidien	—	✓	✓
SpO <sub>2</sub> +PNI+Température rapide Covidien	✓	✓	✓



**Solic Medical**

Ph: 416-740-8885  
info@solicmedical.com



**EDAN**

A world of potential