

iM60

Moniteur de patient




iM60

Moniteur de patient



10.4"

13 formes d'onde au maximum




Sans ventilateur



Mode Nuit



Menu raccourci



Enregistreur thermique



Imprimante Ethernet



iM60

LAN

WiFi



MFM-CMS Visualiseur Web



XML

Configurations

Mesures de base pour affections subaiguës

- Un ensemble complet de paramètres de base est utilisé comprenant ECG à 3/5 dérivations, FC, RESP, SpO₂ EDAN (NELLCOR optionnel), PNI (SunTech optionnel), PR, et température à 2 canaux

Mesures critiques pour soins actifs

- ECG à 12 dérivations, PA invasive à 2 canaux, débit cardiaque et dioxyde de carbone en fin d'expiration permettent de répondre aux exigences de la plupart des soins de courte durée


Algorithmes fiables

- Algorithme ECG iSPAETM optimisé pour la détection des arythmies, la détection des stimulateurs cardiaques et la mesure de FC
- Algorithme de diagnostic SEMIP® à 12 dérivations avec 208 types de résultats d'analyse
- Algorithme SpO₂ iMAT™ avec résistance exceptionnelle au mouvement et performance en faible perfusion
- Algorithme PNI iCUFST™ optimisé pour les patients cardiaques, les patients hypertendus et les nouveau-nés

Plusieurs modes d'affichage



Affichage standard



Grande police




Affichage vital



Affichage tendance



OxyCRG



Vue du lit

Dioxyde de carbone de fin d'expiration pour les patients intubés ou non intubés



G2 CO₂ EDAN (flux secondaire)

- Piège à eau de qualité supérieure pour un contrôle précis
- Algorithme iCARB™ avec technologie intelligente d'identification d'onde pseudo CO₂
- Plusieurs accessoires d'échantillonnage en option pour les patients adultes, les enfants et les nouveau-nés

CO₂ Respirationics (flux principal/secondaire)

- Conception de module Plug & Play
- Tube de déshumidification au lieu d'un piège à eau
- Faible taux d'échantillonnage de 50 ml/min convenant à tous les types de patients



Mémoire non volatile intégrée :

Un seul enregistrement de données patient contient :

1200

Examen des mesures PNI

120 h

Examen de tendance

200

Examen des alarmes

48 h

Phase de divulgation complète



iM60
Moniteur de patient

À propos d'Edan

Edan est une entreprise de soins de santé qui se consacre à l'amélioration de la vie humaine dans le monde entier en fournissant des produits et des services médicaux de grande qualité, innovants et à forte valeur ajoutée. Depuis plus de 20 ans, Edan est le leader d'une gamme complète de solutions médicales destinées à un large éventail de pratiques de soins de santé, notamment :

- ECG de diagnostic
- Imagerie ultrasonique
- Diagnostics *in vitro*
- Surveillance patient
- Analyse hors laboratoire
- Vétérinaire
- Obstétrique/Gynécologie

Les professionnels de la santé du monde entier comptent sur les technologies médicales révolutionnaires et le soutien à la clientèle exceptionnel d'Edan.

 **Solic Medical**
Ph: 416-740-8885
info@solicmedical.com




EDAN

A world of potential